



# FANTÔME D'ULTRASONS DE LA VULVE, DU VAGIN ET DE L'ANUS AVEC 2 LÉSIONS CANCÉREUSES POUR LA FORMATION


*Le dispositif de simulation de la vulve & des tissus environnants le plus précis pour l'échographie, l'IRM et la TDM multi-modalités.*




Le dispositif de simulation de la vulve & des tissus environnants le plus précis pour les applications d'échographie, d'IRM et de TDM (multi-modalité), tout en un.

Le dispositif contient :


- Une vulve de taille réelle
- Un vagin de taille réelle
- Indication de l'anus
- 2 lésions, indiquées dans la Figure #1 en vert.
- Peut être utilisé dans diverses procédures, y compris les biopsies.
- Utilisation longue durée.



**Vulve avec indication de l'anus et 2 lésions**



Vulve, 2 lésions, indication de l'anus et partie du vagin.



Vulve et partie du vagin

#### Spécifications :

Matériau multicouche - chaque tissu ou organe est indépendant et possède ses propres caractéristiques définies par une forme 3D réelle, un niveau de gris et des propriétés mécaniques.

Multi-modalité - Le dispositif de fantôme de vulve peut être scanné avec l'échographie, la TDM ou l'IRM.

Peut être utilisé pendant une longue période.

#### Convient à :

OEMs. Simulation de dispositifs médicaux, Calibration de systèmes robotiques, Hôpitaux, Cliniques, Formation et démonstrations dans les écoles de médecine.

Télécharger le PDF: [Fantôme d'ultrasons de la vulve, du vagin et de l'anus avec 2 lésions cancéreuses pour la formation PDF](#)

La technologie a été développée en collaboration avec des scientifiques du CNRC (Conseil national de recherches du

Canada) et des chirurgiens du service d'urologie du London Health Sciences Centre en Ontario, Canada.  
**Brevet en attente.**